

TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUES EFFECTUÉ SUR PLACE



Prendre une décision éclairée en toute tranquillité

Notre test urinaire VeriCheck pour la détection de 12 drogues présente plusieurs avantages :

- PRÉCIS
- ÉCONOMIQUE
- FIABLE
- FACILE À UTILISER



Drogues détectées	Seuil de détection (ng/ml)
Amphétamine (AMP)	500
Barbituriques (BAR)	300
Benzodiazépines (BZD)	300
Cannabis / Marijuana (THC) (Tetrahydrocannabinol)	50
Cocaïne (COC)	150
Ethylidene-diméthyl-diphénylpyrrolidine (EDDP)	100
Fentanyl (FYL)	10
Méthamphétamine (MET)	500
Méthylène-dioxy-méthamphétamine (MDMA)	500
Opiacés (OPI)	2,000
Oxycodone (OXY)	100
Phencyclidine (PCP)	25

Facile comme 1-2-3

- 1 Collecter 40 ml d'urine 
- 2 Attendre 5 minutes 
- 3 Retirer l'étiquette et interpréter le résultat 

Totalement conforme :



alco-prevention.com • 1 888 863-8660